



Los guantes de nitrilo son un tipo de guante desechable fabricado con caucho sintético, lo que significa que no hay riesgo de alergias al látex. Son el tipo de guante más popular de nuestra gama y ofrecen una fuerza, destreza y resistencia superiores a los aceites y productos químicos acuosos en comparación con el vinilo o el látex.

Características Principales:

- Ofrecen una mayor resistencia a los pinchazos, desgarros y roturas en comparación con las alternativas de látex o vinilo.
- Flexibles y cómodos de llevar, ofrecen una excelente sensibilidad táctil.
- Las puntas de los dedos texturizadas ofrecen un mejor agarre.
- El puño con reborde aumenta la resistencia del guante y evita el retroceso de los líquidos.
- Sin látex ni polvo para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas.

Size	Palm Width (mm) ±4mm	Length (mm)	/ inner	/ carton	Cat.No
XS	76	Min 230mm (ASTM)	100	1000	902001
S	86		100	1000	902011
M	98		100	1000	902021
L	107		100	1000	902031
XL	115		90	900	902041

Measurement error: ±4mm

- De un solo uso
- Fabricado en Malasia
- Puño con cuentas
- Con textura de dedos
- Sin polvo
- Clorado
- No estéril
- Resistencia a la tracción: Mínimo 18,0 MPa(Antes del envejecimiento)
- Espesor de la palma: 0,07 mm
- Vida útil: 3 años