

## Centrífugo



### Seguro y conveniente, bajo nivel de ruido y velocidad de elevación rápida

- Cerraduras electrónicas. Centrifugación solo cuando la tapa está bloqueada.
- La tapa se abre automáticamente después de la centrifugación.
- Velocidad de elevación rápida, el freno electrónico
- Ruido bajo
- Dentro de la cavidad.

### Fácil de usar, fácil de observar

- Panel táctil capacitivo, sensible.
- Pantalla LCD. Visualización en tiempo real de la velocidad, el tiempo y el estado de funcionamiento.

### Rotor general CON todas las funciones

- Velocidad y tiempo centrifugo regulables. Velocidad ajustable durante el centrifugado.
- Adecuado para tubos de centrifuga de 0,2 ml/0,5 ml/1,5 ml/5 ml sin cambiar el rotor.

Escribe	Nombre	rango de rotación	FCR máx.	Rotor	RPM Y TIEMPO	TALLA	Voltaje
102101	centrifuga de alta velocidad	500-12000RPM	8800g	Rotor para tubos de centrifuga de 1,5 ml y 2,0 ml	Ajustable	260*220*150	110-220 V 50-60 Hz