



Bolsas Estériles para Muestreo

HIXWER[®]

Make it simple, Make it Hixwer


BOLSAS DE MUESTREO

Sus muestras estarán seguras en su traslado y almacenamiento. El sistema de apertura de nuestra bolsa asegura mayor resistencia y evita pinchaduras.

Características Técnicas

- Fabricadas a partir de un tubo plástico, eliminando las soldaduras laterales, brindando una estructura más sólida.
- El cierre está compuesto por dos alambres redondeados, simplificando la maniobra de cierre evitando que se abra accidentalmente.
- Los alambres están totalmente cubiertos por un film altamente resistente lo que elimina el riesgo de rotura por pinchadura.
- Condiciones de temperatura de operación de entre -40° a 90°C.
- El sistema de apertura está integrado a la bolsa dándole mayor resistencia y simplificando la apertura.
- Todas nuestras bolsas son manufacturadas en un Clean Room de grado 100.000, esterilizadas por radiación gamma y tienen 3 años de vida útil desde su fabricación.

HIXWER[®]
MAKE IT SIMPLE, MAKE IT HIXWER



HIXWER[®]

MAKE IT SIMPLE, MAKE IT HIXWER

Nuestra experiencia en el mercado nos permite entender las necesidades que tienen los usuarios de nuestros productos, por eso trabajamos día a día para lograr la satisfacción real de nuestros clientes.

Estamos convencidos que nuestros clientes están en la búsqueda permanente de productos innovadores de excelente calidad que les permitan simplificar sus procesos manteniendo la eficacia de sus resultados.

MAKE IT SIMPLE, MAKE IT HIXWER

HIXWER[®]

MAKE IT SIMPLE, MAKE IT HIXWER

