

ProPad

ESPECIFICACIONES

- ✓ Tablet 10.1" con cámara para microcopia
- ✓ Pantalla táctil HD de 1280 x 800 píxeles
- ✓ Sistema operativo Windows 8.1, 32 bit
- ✓ Software ImageFocus 4 para Windows
- ✓ Software ImageFocus Alpha en versión Wi-Fi para periféricos PC y Android



Especificaciones de la tablet

Procesador	Quad Core 1.33 GHz con procesador gráfico HD
Pantalla	1280 x 800 HD táctil, retroiluminación LED
Memoria RAM	2 GB DDR3 SDRAM, 2 MB cache
Memoria interna	64 GB SDD interna, micro SD hasta 32 GB
Webcam	2 MP, full HD, frontal y posterior
Conectividad	Micro USB 2.0, micro HDMI, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 y dock station con teclado (incluido)
Audio	Estéreo con 3.5 mm audio jack y micrófono interno
Batería	Lithium, 5910 mAh, 22 Wh
Estructura	Aluminio, 261 x 177 x 8.9 mm, 580 gramos con dock station 177 x 11.3 x 261 mm, 1.170 gramos
Sistema Operativo	Windows 8.1, 32 bit

Especificaciones de la cámara

Características	ProPad-1	ProPad-3	ProPad-5	ProPad WIFI
Cámara	1.3 MP	3.2 MP	5 MP	5 MP
Tamaño sensor	1/3 "	1/2 "	1/2.5 "	1/2.5 "
Resolución	1280 x 1024	2048 x 1536	2592 x 1944	2592 x 1944
Píxeles	3.6 x 3.6 µm	3.2 x 3.2 µm	2.2 µm	2.2 µm
ADC	10 bits	10 bits	10 bits	12 bits
Color	24 bits	24 bits	24 bits	24 bits
Sensibilidad	1.3 V/lux	1.3 V/lux	1.3 V/lux	0.53 V/lux
Rango dinámico	72 db	72 db	65 db	66.5 db
Relación Señal/Ruido	55 db	44 db	42 db	40.5 db
Conexión	USB-2	USB-2	USB-2	Wi-Fi
Software	ImageFocus 4	ImageFocus 4	ImageFocus 4	ImageFocus Alpha
Referencia	PP.1300c	PP.3000c	PP.5000c	PP.5000-WIFI

El modelo EduPad Wi-Fi se suministra con ImageFocus Alfa para Wi-Fi, aplicaciones .apk de PC para el sistema Android
Otros modelos se suministran con ImageFocus 4

Datasheet v.524101